

Information SELBSTSTESTUNG AUF COVID-19

Sie erhalten dieses Beiblatt, weil Sie ein Testkit zur Selbsttestung auf COVID-19 (Coronavirus) erworben haben.

Art des Tests

Es handelt sich um einen **Antigen-Selbsttest** zur **Eigenanwendung**. Sie geben **Ihre Speichelprobe in ein Testgefäß**.

Dauer des Tests

Zwischen Abschluss des Tests und Erscheinen des Ergebnisses liegen **15 Minuten**. Nach **20+ Minuten** abgelesene Ergebnisse sind **ungültig!**

Anwendungshinweise

Für ein möglichst genaues Ergebnis halten Sie sich unbedingt an die dem Testkit beiliegende Anwendungsanleitung.

Beachten Sie außerdem folgende Punkte:

- **Verzichten Sie vor dem Test etwa 30 Minuten auf Essen und Trinken, sowie auf Tabakwaren oder Kaugummi**
- **Berühren Sie den Spuck-Trichter nur von außen unterhalb des möglichen Kontaktbereichs zum Gesicht, um Verunreinigungen zu vermeiden**
- **Räuspern Sie sich und lassen den Speichel an der Trichter-Innenseite entlang zur Testflüssigkeit fließen. Sie benötigen ca. 1mL Speichel!**

Positives Testergebnis?

Bitte bewahren Sie Ruhe - das Ergebnis muss durch einen PCR-Test bestätigt werden. **Melden Sie sich** hierfür umgehend in der **Fieberpraxis Altenberge**: Fieberpraxis Altenberge · Grüner Weg 7 · Telefon: 02505 2355

Begeben Sie sich zum Schutz ihrer Mitmenschen in Quarantäne und informieren Sie alle Kontaktpersonen aus den letzten Tagen.